

Kurzanleitung – Temporäre private Nutzung von NI-Produkten

1. Browser-Einstellungen

- JavaScript aktivieren
- Cookies zulassen
- Popup-Blocker deaktivieren

2. Persönliches NI-Benutzerprofil anlegen und auf Bestätigungs-Mail warten

<https://lumen.ni.com/nicif/create.xhtml>

3. Software-Download

3.1. LabVIEW Student Software Suite Herbst 2019 (bei 64-bit inkl. DIAdem)

<https://www.ni.com/de-de/support/downloads/software-products/download.labview-student-software-suite.html#33338>

Auswahl: Windows; Fall 2019; 32- oder 64-bit; Deutsch oder Englisch

Hinweise zur Version in Deutsch:

... bei 32-bit-Version → LabVIEW in Deutsch

... bei 64-bit-Version → LabVIEW in Englisch und DIAdem in Deutsch

3.2. DIAdem 2019 (nur DIAdem)

<https://www.ni.com/de-de/support/downloads/software-products/download.diadem.html#311968>

Auswahl: Windows; 2019; 64-bit; Deutsch oder Englisch (... nur in 64-bit verfügbar)

4. Software-Installation und -Aktivierung (inkl. Verlängerung der Testperiode)

Die Installation – durchzuführen mit Admin-Rechten – erfordert einen Internetzugang und erfolgt über den sog. Paketmanager, der als erstes Paket installiert wird.

Die Installation ist abzubrechen, wenn das Softwareaktivierungs-Fenster erscheint!

Der Rechner ist neu zu starten.

Nach dem Rechner-Neustart ist im Startmenü unter **National Instruments** mit Admin-Rechten der **NI-Lizenzmanager** auszuführen – die sog. ‚Evaluierungs-Version‘ ist nunmehr ersichtlich und für 14 Tage verfügbar.

Zum Aktivieren der Software und zum Verlängern der Testperiode ist jetzt der Button ‚Software aktivieren‘ sowie der Button ‚ZUM AKTIVIEREN ANMELDEN‘ anzuklicken – es hat die Anmeldung am persönlichen **NI-Benutzerprofil** zu erfolgen.

Im danach erscheinenden ‚Software aktivieren‘-Fenster ist unten der Button ‚TESTPERIODE VERLÄNGERN‘ anzuklicken – die Testperiode wird somit auf 45 Tage erhöht!

Das Fensters ist durch Betätigen des ‚BEENDEN‘-Button zu schließen.

Im NI-Lizenzmanager erscheint jetzt die Evaluierungsversion mit dem Zusatz: *45 Tage übrig*

Der NI-Lizenzmanager kann beendet werden.

Beim ersten Start von LabVIEW bzw. DIAdem erscheint erneut ein Fenster mit der Ausschrift „Ihr Volumenlizenzserver wurde nicht gefunden.“ In der unteren Fenster-Leiste muss jetzt im Auswahlfeld ‚MICH BEIM ABLAUF ERINNERN‘ ausgewählt werden – danach schließt sich das Fenster selbständig und das Programm startet!

5. Software-Deinstallation (*komplett*)

Um eine komplette Deinstallation der NI-Produkte zu erzielen, sind in dieser Reihenfolge folgende Schritte erforderlich.

5.1. Nutzung des NI-Paketmanagers

Im Startmenü unter **National Instruments** mit Admin-Rechten den **NI-Lizenzmanager** ausführen, auf ‚INSTALLIERT‘-Reiter klicken, alle Produkte anhaken und ‚ENTFERNEN‘-Button betätigen. Den Aufforderungen (inkl. dem Rechner-Neustart) folgen.

5.2. Deinstallation des NI-Paketmanagers

Nach dem Rechner-Neustart unter **Systemsteuerung** → **Programme und Feature** → „NI Package Manager 64-bit“ auswählen und deinstallieren. Dabei ist die Warnung zu quittieren.

5.3. Deinstallation der restlichen NI-Software

Unter **Systemsteuerung** → **Programme und Feature** → „National Instruments Software“ auswählen und deinstallieren. Gg.-falls einer Aufforderung zum Neustart des Rechners folgen.